



## НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛЬТЕРНАТИВА»

410071 г. Саратов, ул. Шелковичная, 186, оф. 511. Тел: (8452) 37-67-02, e-mail: alternativa-sar@yandex.ru  
ИНН/КПП: 6455055692 / 645501001, ОГРН: 1126455001155, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара  
Кор/счет: 30101810200000000607, БИК 043601607, Р/Сч: 40702810156000002258

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	Антисептик - средство для обработки рук с антибактериальным эффектом "Септоцил™"
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬ</b>	НПО «Альтернатива»
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Готовый раствор или концентрат. Жидкость голубого цвета. Допускается образование осадка комплексных соединений при хранении (транспортировке) не влияющего на качество и безопасность продукта.
<b>СОСТАВ</b>	Полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, комплекс ЧАС вода, умягчающие компоненты
<b>НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>	Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.18278/20 ТУ 20.59.59 - 030 - 37794199- 2020 «Антисептик для обработки рук, небольших рабочих поверхностей и инструментов».
<b>КЛАСС ПРОДУКЦИИ</b>	Средства косметические по уходу за кожей
<b>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>	Средство обладает антимикробным и противовирусным действием не менее 3 часов. Может применяться для обработки рук и небольших поверхностей.
<b>ТОКСИЧНОСТЬ</b>	Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 4-му классу мало опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4-му классу малоопасных веществ, при введении в брюшную полость - к 5 классу практически нетоксичных веществ по классификации К.К.Сидорова. Средство не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и оказывает слабое действие на слизистые оболочки глаз; не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим эффектом.
<b>ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Готовый раствор применяется в соответствии с инструкцией. Для приготовления рабочих растворов из концентрата средства необходимо взять 1 часть средства и 9 литров воды. Концентрат добавить в воду и перемешать
<b>ФОРМА ВЫПУСКА</b>	Готовый раствор - пластиковые емкости: 0,1, 0,2, 0,6, 1 л, 5 л. Концентрат - пластиковые емкости: 1 л, 5 л.
<b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	от +5 до +35 °С
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	Концентрат в герметично закрытой фабричной таре - 3 года. Готовые растворы, приготовленные из концентрата – 14 суток. Готовый рабочий раствор в герметичной закрытой фабричной таре – 3 года



Получено с официального сайта  
НПО «Альтернатива»

Подтверждено электронной цифровой подписью  
НПО «Альтернатива»